

(简版) 分析用人血清基质 **校准血清 水平三 (异常水平)** (针对所有仪器的均值)

货号: **CAL2351** 批号: **997UE**

有效期: 2020年7月28日 规格: 20×5ml Rev001-3 Revised 31 August 18

检测项目	单位	靶值	方法
酸性磷酸酶 (总) ACP(Total)	U/l	25.6	1-萘基磷酸酯底物动力学方法, 37°C
白蛋白 ALB	g/l	29.1	溴甲酚绿
	g/dl	2.91	
碱性磷酸酶 ALP	U/l	460	二乙醇胺缓冲液 DEA 37°C
	U/l	328	IFCC改良AMP, 37°C
丙氨酸氨基转移酶 ALT	U/l	181	IFCC/SFBC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	153	IFCC/SFBC方法, 不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
胰淀粉酶 pAMY	U/l	266	罗氏液体稳定pNPG7 37°C
	U/l	303	朗道液体乙醛缩pNPG7 37°C
淀粉酶 AMY	U/l	306	pNP麦芽糖三糖苷 37°C
	U/l	323	朗道液体乙醛缩pNPG7 37°C
天冬氨酸氨基转移酶 AST	U/l	226	IFCC/SFBC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	144	IFCC/SFBC方法, 不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
二氧化碳 CO ₂	mmol/l	17.1	酶法
	mmol/l	17.3	离子选择性电极
总胆汁酸 TBA	μmol/l	45.7	第4代循环酶法
	μmol/l	45.3	第5代循环酶法
直接胆红素 D.Bil	μmol/l	30	重氮对氨基苯磺酸
	mg/dl	1.76	
	μmol/l	29.7	氧化胆绿素 (钒酸盐法)
	mg/dl	1.74	
总胆红素 T.Bil	μmol/l	80.3	重氮对氨基苯磺酸
	mg/dl	4.7	
	μmol/l	87.1	氧化胆绿素 (钒酸盐法)
	mg/dl	5.09	
钙 Ca	mmol/l	3.06	邻甲酚酞络合酮 (CPC)
	mg/dl	12.3	
	mmol/l	3.04	偶氮钾III (AR III)
	mg/dl	12.2	
氯 CL	mmol/l	117	比色法
	mmol/l	117	直接离子选择性电极
总胆固醇 CHOL	mmol/l	7.03	胆固醇氧化酶
	mg/dl	271	
胆碱酯酶 CHE	U/l	5263	比色法 丁酰硫代胆碱 37°C
肌酸激酶 CK	U/l	531	CK-NAC血清启动DGKC 37°C
	U/l	528	CK-NAC底物启动DGKC 37°C
	U/l	527	CK-NAC (IFCC) 37°C
铜 Cu	μmol/l	26.9	原子吸收
	μg/dl	171	
	μmol/l	26.2	比色法
	μg/dl	167	
肌酐 CREAT	μmol/l	391	非去蛋白碱性苦味酸法
	mg/dl	4.42	
	μmol/l	401	紫外酶法
	mg/dl	4.53	
	μmol/l	404	肌酐PAP法
	mg/dl	4.57	
D3(β)-羟丁酸 Ranbut	mmol/l	1.17	Tris缓冲液 100mmol/l pH8.5
γ-谷氨酰转肽酶 GGT	U/l	171	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C
	U/l	145	γ-谷氨酰-4-硝基苯胺 37°C
	U/l	181	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 37°C
	U/l	189	朗道 γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C
谷氨酸脱氢酶 GLDH	U/l	29	三乙醇胺缓冲液 50 mmol/l 37°C
葡萄糖 Glu	mmol/l	15.6	己糖激酶
	mg/dl	281	
	mmol/l	15.6	葡萄糖氧化酶
	mg/dl	281	

(简版) 分析用人血清基质 **校准血清 水平三 (异常水平)** (针对所有仪器的均值)

货号: **CAL2351** 批号: **997UE**

有效期: 2020年7月28日 规格: 20×5ml Rev001-3 Revised 31 August 18

检测项目	单位	靶值	方法
铁 Fe	μmol/l	38	比色法 (标本经沉淀预处理)
	μg/dl	212	
乳酸 Lactate	mmol/l	5.68	乳酸氧化酶比色法
	mg/dl	51.2	
	mmol/l	6.05	酶电极
	mg/dl	54.5	
亮氨酸氨基转氨酶 LAP	U/l	15	NAGEL 37°C
乳酸脱氢酶 LDH	U/l	340	L→P 37°C
	U/l	823	P→L 斯堪的纳维亚及荷兰 37°C
	U/l	381	L→P IFCC 37°C
脂肪酶 Lipase	U/l	63	罗氏比色法 37°C
	U/l	95	朗道比色法 37°C
锂 Li	mmol/l	2.14	离子选择性电极
	mg/dl	1.49	
	mmol/l	2.09	Randox 比色法
	mg/dl	1.45	
镁 Mg	mmol/l	1.72	偶氮砷III
	mg/dl	4.18	
	mmol/l	1.69	钙镁络合指示剂
	mg/dl	4.11	
无机磷 P	mmol/l	1.76	二甲苯胺蓝
	mg/dl	4.28	
钾 K	mmol/l	2.21	紫外磷酸盐法
	mg/dl	6.85	
总蛋白 TP	mmol/l	6.28	酶法
	g/l	45	
钠 Na	g/dl	4.5	双缩脲终点法
	mmol/l	161	
总铁结合力 TIBC	mmol/l	159	直接离子选择性电极法
	mmol/l	159	
	μmol/l	44.9	清除过量游离铁
	μg/dl	251	
甘油三酯 TG	μmol/l	54.7	朗道直接检测法
	μg/dl	306	
	mmol/l	2.88	脂肪酶/GPO-PAP 无游离甘油校正
	mg/dl	255	
尿素 Urea	mmol/l	2.85	脂肪酶/GPO-PAP 0.11mmol/l 校正
	mg/dl	252	
	mmol/l	21.2	尿素酶终点法
	mg/dl	127	
尿酸 UA	mmol/l	21.3	尿素酶动力法
	mg/dl	128	
	mmol/l	21.3	尿素氮
	mg/dl	59.8	
尿酸 UA	mmol/l	0.557	尿酸过氧化氢酶 340nm
	mg/dl	9.36	
	mmol/l	0.572	尿酸过氧化物酶含抗坏血酸氧化酶
	mg/dl	9.61	
尿酸 UA	mmol/l	0.567	尿酸过氧化物酶不含抗坏血酸氧化酶
	mg/dl	9.53	
尿酸 UA	mmol/l	0.561	尿酸过氧化物酶联合抗坏血酸氧化酶 546nm
	mg/dl	9.42	
锌 Zn	μmol/l	37.3	去蛋白比色法
	μg/dl	244	

TIPS: 各位老师: **RANDOX**人血清基质校准血清CAL2350 (正常值) 和CAL2351 (异常值) 针对不同厂家的生化分析仪和不同的分析方法给出了不同的靶值, 篇幅所限如果在本靶值单中未能找到您需要的数据, 请查看包装盒内附赠的光盘, 其中含有本产品的全部信息, 您也可以联系您的产品供应商或公司本部, 我们将竭诚为您服务。