

**【英文名称】: LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL – LEVEL 2
(SP CONTROL 2)**

【中文名称】: 多项液相蛋白检测用质控品（水平 2）

【货号】 (CAT. NUMBER): PS2683

【批号】 (LOT NUMBER): 702LPC

【包装规格】 (SIZE): 3 x 1ml

【到期】 (EXPIRY): 2026-06-28

本产品的准备和使用详见试剂盒内说明书。

Full instructions for the use and preparation of this product are included with the kit.

质控品靶值和范围如下所示。

Target values and ranges are listed below.

在产品有效期内，类风湿因子值可能逐渐降低。

Rheumatoid Factor Values may gradually decrease during the product's shelf life.

ZH: 01 Sep '25 me

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC		货号 (Cat. No): PS2683		到期 (Expiry): 2026-06-28					
包装规格 (Size): 3 x 1 ml		Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method
Albumin	白蛋白	g/dl	3.66	3.11	4.21	0.275	0.550	Abbott Alinity 白蛋白 溴甲酚绿 2	Abbott Alinity Albumin BCG 2
		g/l	36.6	31.1	42.1	2.75	5.50		
		g/dl	3.72	3.16	4.28	0.280	0.560	溴甲酚绿 (IFCC 校准)	Bromocresol Green (IFCC Cal.)
		g/l	37.2	31.6	42.8	2.80	5.60		
		g/dl	3.76	3.20	4.32	0.280	0.560	溴甲酚绿 (非IFCC校准)	Bromocresol Green (Non IFCC Cal.)
		g/l	37.6	32.0	43.2	2.80	5.60		
		g/dl	3.46	2.94	3.98	0.260	0.520	溴甲酚紫 (IFCC 校准)	Bromocresol Purple (IFCC Cal.)
		g/l	34.6	29.4	39.8	2.60	5.20		
		g/dl	3.57	3.03	4.11	0.270	0.540	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		g/l	35.7	30.3	41.1	2.70	5.40		
		g/dl	3.59	3.05	4.13	0.270	0.540	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric Assays (IFCC Cal.)
		g/l	35.9	30.5	41.3	2.70	5.40		
Alpha-I-Acid Glycoprotein	α I-酸性糖蛋白	g/dl	3.66	3.11	4.21	0.275	0.550	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric Assays (Non IFCC Cal.)
		g/l	36.6	31.1	42.1	2.75	5.50		
		g/l	1.08	0.864	1.30	0.110	0.220	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	108	86.4	130	11.0	22.0		
		g/l	1.04	0.832	1.25	0.105	0.210	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	104	83.2	125	10.5	21.0		
Alpha-I-Antitrypsin	α I-抗胰蛋白酶	g/l	1.07	0.856	1.28	0.105	0.210	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	107	85.6	128	10.5	21.0		
		g/l	1.17	0.936	1.40	0.115	0.230	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	117	93.6	140	11.5	23.0		
		g/l	1.26	1.01	1.51	0.125	0.250	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	126	101	151	12.5	25.0		
		g/l	1.26	1.01	1.51	0.125	0.250	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	126	101	151	12.5	25.0		
		g/l	1.20	0.960	1.44	0.120	0.240	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	120	96.0	144	12.0	24.0		
		g/l	1.22	0.976	1.46	0.120	0.240	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	122	97.6	146	12.0	24.0		

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)							多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC		货号 (Cat. No): PS2683		到期 (Expiry): 2026-06-28						
包装规格 (Size): 3 x 1 ml				Range		范围				
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Alpha-2-Macroglobulin	α2-巨球蛋白	g/l	2.46	1.97	2.95	0.245	0.490	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	246	197	295	24.5	49.0			
		g/l	2.32	1.86	2.78	0.230	0.460	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	232	186	278	23.0	46.0			
		g/l	2.27	1.82	2.72	0.225	0.450	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	227	182	272	22.5	45.0			
Alpha-fetoprotein	甲胎蛋白 (AFP)	ng/ml	34.1	27.3	40.9	3.40	6.80	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	28.2	22.6	33.8	2.80	5.60			
		ng/ml	37.4	29.9	44.9	3.75	7.50	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	30.9	24.7	37.1	3.10	6.20			
Anti Streptolysin O	抗链球菌溶血素O	IU/ml	182	146	218	18.0	36.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		IU/ml	143	114	172	14.5	29.0	散射比浊法 Beckman (IFCC 校准)	Neph. Beckman (IFCC Cal.)	
		IU/ml	124	99.2	149	12.5	25.0	散射比浊法 Beckman (非IFCC校准)	Neph., Beckman (non-IFCC Cal.)	
		IU/ml	173	138	208	17.5	35.0	其他 散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric, others (IFCC Cal.)	
		IU/ml	176	141	211	17.5	35.0	其他 散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric, others (Non IFCC Cal.)	
		IU/ml	187	150	224	18.5	37.0	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		IU/ml	187	150	224	18.5	37.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
Beta-2-Microglobulin	β-2-微球蛋白	μg/ml = mg/l	2.44	1.95	2.93	0.245	0.490	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
		μg/ml = mg/l	2.86	2.29	3.43	0.285	0.570	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		μg/ml = mg/l	2.32	1.86	2.78	0.230	0.460	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		μg/ml = mg/l	2.49	1.99	2.99	0.250	0.500	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		μg/ml = mg/l	2.72	2.18	3.26	0.270	0.540	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		μg/ml = mg/l	2.69	2.15	3.23	0.270	0.540	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
C-Reactive Protein	C反应蛋白	mg/dl	4.74	3.79	5.69	0.475	0.950	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/l	47.4	37.9	56.9	4.75	9.50			
		mg/dl	4.85	3.88	5.82	0.485	0.970	Beckman 代比浊法 乳胶法 HS (IFCC)	Beckman Turb Latex HS (IFCC)	
		mg/l	48.5	38.8	58.2	4.85	9.70			

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC			货号 (Cat. No): PS2683			到期 (Expiry): 2026-06-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
C-Reactive Protein	C反应蛋白	mg/dl	5.34	4.27	6.41	0.535	1.07	Beckman 代比浊法 乳胶法 (IFCC 校准)	Beckman Turb. Latex (IFCC cal)	
		mg/l	53.4	42.7	64.1	5.35	10.7			
		mg/dl	4.71	3.77	5.65	0.470	0.940	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/l	47.1	37.7	56.5	4.70	9.40			
		mg/dl	5.05	4.04	6.06	0.505	1.01	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/l	50.5	40.4	60.6	5.05	10.1			
		mg/dl	4.99	3.99	5.99	0.500	1.00	其他干式化学法 (IFCC 校准)	Other Dry Chemistry (IFCC)	
		mg/l	49.9	39.9	59.9	5.00	10.0			
		mg/dl	5.13	4.10	6.16	0.515	1.03	罗氏比浊法 CRP4 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric CRP4 (IFCC Cal.)	
		mg/l	51.3	41.0	61.6	5.15	10.3			
		mg/dl	5.13	4.10	6.16	0.515	1.03	罗氏第三代比浊法 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric Gen 3 (IFCC Cal.)	
		mg/l	51.3	41.0	61.6	5.15	10.3			
		mg/dl	5.08	4.06	6.10	0.510	1.02	罗氏第三代比浊法 (非IFCC校准)	Roche Turbidimetric Gen 3 (Non IFCC Cal.)	
		mg/l	50.8	40.6	61.0	5.10	10.2			
		mg/dl	5.16	4.13	6.19	0.515	1.03	罗氏比浊法 乳胶法 (IFCC 校准)	Roche Turbidimetric Latex (IFCC Cal.)	
		mg/l	51.6	41.3	61.9	5.15	10.3			
		mg/dl	5.22	4.18	6.26	0.520	1.04	罗氏比浊法 乳胶法 (非IFCC校准)	Roche Turbidimetric Latex (Non IFCC Cal.)	
		mg/l	52.2	41.8	62.6	5.20	10.4			
		mg/dl	5.01	4.01	6.01	0.500	1.00	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/l	50.1	40.1	60.1	5.00	10.0			
		mg/dl	5.00	4.00	6.00	0.500	1.00	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/l	50.0	40.0	60.0	5.00	10.0			
		mg/dl	4.49	3.59	5.39	0.450	0.900	Vitros (IFCC 校准)	Vitros (IFCC Cal.)	
		mg/l	44.9	35.9	53.9	4.50	9.00			
		mg/dl	4.45	3.56	5.34	0.445	0.890	Vitros (非IFCC校准)	Vitros (Non IFCC Cal.)	
		mg/l	44.5	35.6	53.4	4.45	8.90			

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC		货号 (Cat. No): PS2683		到期 (Expiry): 2026-06-28					
包装规格 (Size): 3 x 1 ml		Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method
Caeruloplasmin	铜蓝蛋白	g/l	0.386	0.290	0.482	0.048	0.096	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	38.6	29.0	48.2	4.80	9.60		
		g/l	0.449	0.337	0.561	0.056	0.112	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	44.9	33.7	56.1	5.60	11.2		
		g/l	0.389	0.292	0.486	0.049	0.097	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	38.9	29.2	48.6	4.85	9.70		
		g/l	0.367	0.275	0.459	0.046	0.092	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	36.7	27.5	45.9	4.60	9.20		
Complement C3	补体C3	g/l	0.288	0.216	0.360	0.036	0.072	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	28.8	21.6	36.0	3.60	7.20		
		g/l	0.424	0.318	0.530	0.053	0.106	比浊法 Sentinel 试剂	Turbidimetric Sentinel Reagent
		mg/dl	42.4	31.8	53.0	5.30	10.6		
		g/l	1.98	1.58	2.38	0.200	0.400	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	198	158	238	20.0	40.0		
		g/l	1.93	1.54	2.32	0.195	0.390	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	193	154	232	19.5	39.0		
		g/l	1.99	1.59	2.39	0.200	0.400	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	199	159	239	20.0	40.0		
		g/l	1.88	1.50	2.26	0.190	0.380	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip
		mg/dl	188	150	226	19.0	38.0		
		g/l	1.99	1.59	2.39	0.200	0.400	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	199	159	239	20.0	40.0		
		g/l	1.99	1.59	2.39	0.200	0.400	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	199	159	239	20.0	40.0		

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC		货号 (Cat. No): PS2683		到期 (Expiry): 2026-06-28					
包装规格 (Size): 3 x 1 ml		Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method
Complement C4	补体C4	g/l	0.366	0.293	0.439	0.037	0.073	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	36.6	29.3	43.9	3.65	7.30		
		g/l	0.367	0.294	0.440	0.037	0.073	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	36.7	29.4	44.0	3.65	7.30		
		g/l	0.367	0.294	0.440	0.037	0.073	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	36.7	29.4	44.0	3.65	7.30		
		g/l	0.368	0.294	0.442	0.037	0.074	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip
		mg/dl	36.8	29.4	44.2	3.70	7.40		
Ferritin	铁蛋白	g/l	0.359	0.287	0.431	0.036	0.072	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	35.9	28.7	43.1	3.60	7.20		
		g/l	0.340	0.272	0.408	0.034	0.068	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	34.0	27.2	40.8	3.40	6.80		
		ng/ml = µg/l	158	126	190	16.0	32.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		ng/ml = µg/l	161	129	193	16.0	32.0	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)
Haptoglobin	结合珠蛋白	ng/ml = µg/l	163	130	196	16.5	33.0	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)
		ng/ml = µg/l	112	89.6	134	11.0	22.0	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		ng/ml = µg/l	134	107	161	13.5	27.0	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		ng/ml = µg/l	140	112	168	14.0	28.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		g/l	1.28	1.02	1.54	0.130	0.260	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	128	102	154	13.0	26.0		
		g/l	1.32	1.06	1.58	0.130	0.260	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	132	106	158	13.0	26.0		
		g/l	1.42	1.14	1.70	0.140	0.280	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	142	114	170	14.0	28.0		
		g/l	1.30	1.04	1.56	0.130	0.260	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	130	104	156	13.0	26.0		
		g/l	1.32	1.06	1.58	0.130	0.260	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	132	106	158	13.0	26.0		

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC			货号 (Cat. No): PS2683			到期 (Expiry): 2026-06-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Immunoglobulin A	免疫球蛋白A (IgA)	g/l	3.38	2.54	4.22	0.420	0.840	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	338	254	422	42.0	84.0			
		g/l	3.50	2.63	4.37	0.435	0.870	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	350	263	437	43.5	87.0			
		g/l	3.44	2.58	4.30	0.430	0.860	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	344	258	430	43.0	86.0			
		g/l	3.56	2.67	4.45	0.445	0.890	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	356	267	445	44.5	89.0			
Immunoglobulin E	免疫球蛋白E (IgE)	g/l	3.25	2.44	4.06	0.405	0.810	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	325	244	406	40.5	81.0			
		g/l	3.31	2.48	4.14	0.415	0.830	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	331	248	414	41.5	83.0			
		KIU/l = IU/ml	144	115	173	14.5	29.0	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		KIU/l = IU/ml	150	120	180	15.0	30.0	化学发光法 (非IFCC校准)	Chemiluminescence (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	159	127	191	16.0	32.0	酶免疫分析法 (非IFCC校准)	Enzyme Immunoassay (Non IFCC Cal.)	
		KIU/l = IU/ml	141	113	169	14.0	28.0	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
Immunoglobulin G	免疫球蛋白G (IgG)	KIU/l = IU/ml	133	106	160	13.5	27.0	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		g/l	16.9	13.9	19.9	1.50	3.00	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	1690	1386	1994	152	304			
		g/l	16.4	13.4	19.4	1.50	3.00	化学发光法 (IFCC 校准)	Chemiluminescence (IFCC Cal.)	
		mg/dl	1640	1345	1935	148	295			
		g/l	16.0	13.1	18.9	1.45	2.90	Nephelometer Assays	Nephelometer Assays	
		mg/dl	1600	1312	1888	144	288			
		g/l	16.2	13.3	19.1	1.45	2.90	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	1620	1328	1912	146	292			
		g/l	17.0	13.9	20.1	1.55	3.10	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	1700	1394	2006	153	306			
		g/l	16.0	13.1	18.9	1.45	2.90	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	1600	1312	1888	144	288			

Method 所有仪器均值		LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC		货号 (Cat. No): PS2683		到期 (Expiry): 2026-06-28					
包装规格 (Size): 3 x 1 ml		Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method
Immunoglobulin G	免疫球蛋白G (IgG)	g/l	15.8	13.0	18.6	1.40	2.80	比浊法	Turbidimetric Assay
		mg/dl	1580	1296	1864	142	284		
Immunoglobulin M	免疫球蛋白M (IgM)	g/l	1.45	1.16	1.74	0.145	0.290	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	145	116	174	14.5	29.0		
		g/l	1.39	1.11	1.67	0.140	0.280	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)
		mg/dl	139	111	167	14.0	28.0		
		g/l	1.38	1.10	1.66	0.140	0.280	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	138	110	166	14.0	28.0		
		g/l	1.32	1.06	1.58	0.130	0.260	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip
		mg/dl	132	106	158	13.0	26.0		
Kappa Light Chain	κ轻链	g/l	1.32	1.06	1.58	0.130	0.260	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)
		mg/dl	132	106	158	13.0	26.0		
		g/l	1.32	1.06	1.58	0.130	0.260	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)
		mg/dl	132	106	158	13.0	26.0		
		g/l	4.28	3.42	5.14	0.430	0.860	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	428	342	514	43.0	86.0		
		g/l	3.73	2.98	4.48	0.375	0.750	散射比浊法 - Siemens	Nephelometric - Siemens
		mg/dl	373	298	448	37.5	75.0		
Lambda Light Chain	λ轻链	g/l	4.03	3.22	4.84	0.405	0.810	比浊法	Turbidimetric
		mg/dl	403	322	484	40.5	81.0		
		g/l	2.32	1.86	2.78	0.230	0.460	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry
		mg/dl	232	186	278	23.0	46.0		
		g/l	2.10	1.68	2.52	0.210	0.420	散射比浊法 - Siemens	Nephelometric - Siemens
		mg/dl	210	168	252	21.0	42.0		
		g/l	2.19	1.75	2.63	0.220	0.440	比浊法	Turbidimetric
		mg/dl	219	175	263	22.0	44.0		

Method 所有仪器均值			LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL - LEVEL 2 (SP CONTROL 2)						多项液相蛋白检测用质控品 (水平2)	
批号 (Lot. No): 702LPC			货号 (Cat. No): PS2683			到期 (Expiry): 2026-06-28				
包装规格 (Size): 3 x 1 ml			Range		范围					
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	方法	Method	
Prealbumin	前白蛋白	g/l	0.192	0.154	0.230	0.019	0.038	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		mg/dl	19.2	15.4	23.0	1.90	3.80			
		g/l	0.215	0.172	0.258	0.022	0.043	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	21.5	17.2	25.8	2.15	4.30			
		g/l	0.202	0.162	0.242	0.020	0.040	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	20.2	16.2	24.2	2.00	4.00			
		g/l	0.208	0.166	0.250	0.021	0.042	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	20.8	16.6	25.0	2.10	4.20			
Retinol Binding Protein	视黄醇结合蛋白	mg/l	38.5	30.8	46.2	3.85	7.70	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
Rheumatoid Factor	类风湿因子	U/ml	28.8	23.0	34.6	2.90	5.80	Agappe - Nephelometry	Agappe - Nephelometry	
		U/ml	25.3	20.2	30.4	2.55	5.10	乳胶法 (非IFCC校准)	Latex (Non IFCC Cal.)	
		U/ml	23.5	18.8	28.2	2.35	4.70	散射比浊法 (非IFCC校准)	Nephelometric (Non IFCC Cal.)	
Rheumatoid Factor	类风湿因子	U/ml	22.5	18.0	27.0	2.25	4.50	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		U/ml	34.9	27.9	41.9	3.50	7.00	比浊法 (Abbott Cal 6K44)	Turbidimetric (Abbott Cal 6K44)	
		U/ml	26.1	20.9	31.3	2.60	5.20	比浊法 (Abbott Cal 8G66)	Turbidimetric (Abbott Cal 8G66)	
		U/ml	25.1	20.1	30.1	2.50	5.00	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
Transferrin	转铁蛋白	g/l	2.82	2.26	3.38	0.280	0.560	散射比浊法 (IFCC 校准)	Nephelometric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	282	226	338	28.0	56.0			
		g/l	3.27	2.62	3.92	0.325	0.650	Ortho Vitros Microtip	Ortho Vitros Microtip	
		mg/dl	327	262	392	32.5	65.0			
		g/l	2.89	2.31	3.47	0.290	0.580	比浊法 (IFCC 校准)	Turbidimetric (IFCC Cal.)	
		mg/dl	289	231	347	29.0	58.0			
		g/l	2.93	2.34	3.52	0.295	0.590	比浊法 (非IFCC校准)	Turbidimetric (Non IFCC Cal.)	
		mg/dl	293	234	352	29.5	59.0			