

PRODUCT INFORMATION

产品信息

IAS3117

2470EC

Please note that for Immunoassay Speciality II Level 1, lot 2470EC,
Renin is stable for **1 day** at +2°C to +8°C.

请注意：免疫分析专用质控品（水平 1），批号：2470EC，
在 2~8°C 保存，肾素稳定 1 天。

CCS INC1598

PRODUCT INFORMATION

产品信息

Catalogue Number IAS3117
货号 IAS3117

Lot number 2470EC

批号 2470EC

Please note Immunoassay Speciality II – Level 1 IAS3117 lot 2470EC the concentration of analytes listed below are lower compared to previous lots:

Renin, approximate concentration 20.33 μ IU/ml
Gastrin, approximate concentration 25.7ng/l

For any queries, please contact Technical Services at technical.services@radox.com.

请注意：免疫分析专用质控品（水平 1），货号 IAS3117 批号：2470EC，下面所列项目的浓度要比前批次低：

肾素：浓度大约为 20.33 μ IU/mL
胃泌素：浓度大约为 25.7ng/L

如有任何疑问，请联系技术服务：technical.services@radox.com。

【英文名称】: IMMUNOASSAY SPECIALITY 2 - LEVEL 1 (IA SPECIALITY 2 LEV 1)

【中文名称】: 免疫分析专用质控品 (水平 1)

【货号】 (CAT. NUMBER): IAS3117

【批号】 (LOT NUMBER): 2470EC

【包装规格】 (SIZE): 5 x 1 ml

【到期】 (EXPIRY): 2027-01-28

本产品的准备和使用详见试剂盒内说明书。

Full instructions for the use and preparation of this product are included with the kit.

质控品靶值和范围如下所示。

Target values and ranges are listed below.

ZH: 24 Mar '25 me

Method 所有仪器均值		IMMUNOASSAY SPECIALITY II - LEVEL I (IA SPECIALITY II LEV I) 免疫分析专用质控品 (水平I)						
批号 (Lot. No): 2470EC		货号 (Cat. No): IAS3117		到期 (Expiry): 2027-01-28				
包装规格 (Size): 5 x 1ml				Range	范围			
Analyte	分析项目	Unit 单位	Target 靶值	Low 低值	High 高值	ISD	2SD	Method 方法
Calcitonin	降钙素	pg/ml	26.6	20.0	33.2	3.30	6.60	DiaSorin Liaison XL
		pmol/l	7.80	5.85	9.75	0.975	1.95	
		pg/ml	28.1	21.1	35.1	3.50	7.00	Roche Cobas e402/e801
		pmol/l	8.23	6.17	10.3	1.04	2.07	
		pg/ml	30.5	22.9	38.1	3.80	7.60	Roche Elecsys/Cobas/Modular
		pmol/l	8.94	6.71	11.2	1.13	2.26	
		pg/ml	22.9	17.2	28.6	2.85	5.70	Siemens Atellica IM
		pmol/l	6.71	5.03	8.39	0.840	1.68	
		pg/ml	27.2	20.4	34.0	3.40	6.80	Siemens Immulite 2000/2500
		pmol/l	7.99	5.99	9.99	1.00	2.00	
Gastrin	胃泌素	pg/ml	24.6	18.5	30.7	3.05	6.10	Siemens Immulite 2000/2500
		pmol/l	11.8	8.85	14.8	1.50	3.00	
Procalcitonin	降钙素原	µg/l	0.830	0.623	1.04	0.105	0.210	Abbott Alinity i
		µg/l	0.898	0.674	1.12	0.111	0.222	Abbott Architect
		µg/l	1.19	0.893	1.49	0.150	0.300	Beckman Access PCT
		µg/l	1.12	0.840	1.40	0.140	0.280	BioMerieux VIDAS
		µg/l	0.861	0.646	1.08	0.110	0.219	Roche Cobas e402/e801
		µg/l	0.834	0.626	1.04	0.103	0.206	Roche Elecsys/Cobas/Modular
Renin	肾素	pg/ml	12.9	9.68	16.1	1.60	3.20	DiaSorin Liaison XL, direct Renin
		mIU/l	21.9	16.4	27.4	2.75	5.50	DiaSorin Liaison XL, 直接 肾素
		pg/ml	14.3	10.7	17.9	1.80	3.60	DiaSorin Liaison, direct Renin
		mIU/l	24.4	18.3	30.5	3.05	6.10	DiaSorin Liaison, 直接 肾素
		pg/ml	22.6	17.0	28.2	2.80	5.60	IDS iSYS
		mIU/l	38.4	28.8	48.0	4.80	9.60	